

# Tools Sync : Format de fichier d'avatars

## Fichier archive d'avatars

Pour synchroniser des avatars d'utilisateurs, un fichier archive compressé (ZIP) doit être constitué avec les fichiers images. La configuration du service permet de choisir le champ d'identification primaire qui permettra de lier les images aux comptes utilisateur. Les noms d'image doivent à ce moment être construits sur cette base :

<%valeurid%>.gif ou <%valeurid%>.jpg

Le fichier zip doit comporter un préfixe reconnaissable qui doit être fourni au paramètre `userpictures_fileprefix`. L'ordre d'évaluation est l'ordre alphabétique du nom de fichier (physique). Un examen successif de plusieurs mises à jour peut être organisé si par exemple les fichiers sont nommés selon une séquence temporelle :

Exemple :

```
userpictures_20111201.zip  
userpictures_20111202.zip  
userpictures_20111203.zip ...
```

[Revenir à l'index du composant](#)

From:  
<https://docsen.activeprolearn.com/> - Moodle ActiveProLearn Documentation

Permanent link:  
<https://docsen.activeprolearn.com/doku.php?id=toolsyncuserpictures&rev=1444987834>

Last update: 2024/04/04 15:50

